

ФИЛЛЕРЫ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ AMALAIN HARD (2ML)



Гиалуроновый филлер AMALAIN HARD (2ml)

Филлер **высокой** плотности.

Cross-link гиалуроновая кислота 2 % (филлер на основе гиалуроновой кислоты 20 мг/мл) для глубоких неровностей кожи. Гиалуроновый филлер запускает механизм синтеза фибробластами кожи эндогенных гликозамингликанов, эластина и коллагена в области введения.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота 2 %, поперечно сшитая эфиром BDDE, обеспечивает более продолжительный **эстетический эффект**.

Концентрация ГК:	гиалуроновая кислота 2.0 % (20 мг/мл)
Стабилизация:	BDDE
Объем (мл):	2.0
Эндотоксины:	<0.01 I.U.
Молекулярная масса:	3 млн. Дальтон
Степень поперечной	Высокой степени связи

СВЯЗКИ:

Иглы:

2x25G (комплект объемом 2.0 мл дополнительно комплектуется канюлей 22Gx70 mm, либо 25Gx50 mm)

Глубина введения:

Глубокие слои дермы (2.0-5.0 мм), подкожно и супрапериостально

Техника введения:

Линейно-ретроградная, болюсная

Область введения:

Глубокие морщины в области лба, глубокие межбровные морщины, инъекционная ринопластика, биоармирование овала лица, глубокие носогубные складки, комиссуры губ, губоподбородочные складки, подбородочные морщины, объем подбородка; заполнение среднещечной борозды

Показания:

Биоармирование, коррекция умеренно и глубоких морщин; восполнение малых и больших объемов ткани

Длительность эффекта:

От 12 до 18 месяцев