

ФИЛЛЕРЫ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ AMALAIN MEDIUM



Гиалуроновый филлер AMALAIN MEDIUM (1ml)

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты **средней плотности**.

Cross-link гиалуроновая кислота **2 процентов** (гиалуроновый филлер 20 мг/мл) для выраженных неровностей кожи. Филлер для контурной пластики запускает механизм синтеза фибробластами кожи эндогенных гликозамингликанов, эластина и коллагена в области введения.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота для лица, поперечно сшитая эфиром BDDE, обеспечивает более продолжительный эстетический эффект.

Концентрация ГК:

гиалуроновая кислота 2.0 % (20 мг/мл)

Стабилизация:

BDDE

Объем (мл):

1.0

Эндотоксины :

<0.01 I.U.

Молекулярная масса:	3 млн. Дальтон
Степень поперечной связки:	Средней степени связки
Иглы:	1x27G, 1x26G
Глубина введения:	Средние и глубокие слои дермы (от 2.0 мм)
Техника введения:	Линейно-ретроградная, болюсная
Область введения:	Выраженные морщины в области лба, выраженные межбровные морщины, «гусиные лапки», биоармирование овала лица, выраженные носогубные складки, губоподбородочные складки, выраженные кисетные морщины, коррекция контура и объема губ, комиссуры губ, губоподбородочные морщины, объем и морщины подбородка, инъекционная ринопластика; восполнение дефицита и объема среднещечной борозды
Показания:	Коррекция средневывраженных морщин (складок), восполнение малых и больших объемов ткани; коррекция контуров
Длительность эффекта:	От 8 до 12 месяцев