

## ФИЛЛЕРЫ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ AMALAIN MEDIUM



### Гиалуроновый филлер AMALAIN MEDIUM (2ml)

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты **средней плотности**.

**Cross-link** гиалуроновая кислота **2 процентов** (гиалуроновый филлер 20 мг/мл) для выраженных неровностей кожи. Филлер для контурной пластики запускает механизм синтеза фибробластами кожи эндогенных гликозамингликанов, эластина и коллагена в области введения.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота для лица, поперечно сшитая эфиром BDDE, обеспечивает более продолжительный эстетический эффект.

Концентрация ГК:	гиалуроновая кислота 2.0 % (20 мг/мл)
Стабилизация:	BDDE
Объем (мл):	2.0
Эндотоксины:	<0.01 I.U.
Молекулярная масса:	3 млн. Дальтон
Степень поперечной	Средней степени связи

<b>Связки:</b>	
<b>Иглы:</b>	1x27G, 1x26G
<b>Глубина введения:</b>	Средние и глубокие слои дермы (от 2.0 мм )
<b>Техника введения:</b>	Линейно-ретроградная, болюсная
<b>Область введения:</b>	Выраженные морщины в области лба, выраженные межбровные морщины, «гусиные лапки», биоармирование овала лица, выраженные носогубные складки, губоподбородочные складки, выраженные кисетные морщины, коррекция контура и объема губ, комиссуры губ, губоподбородочные морщины, объем и морщины подбородка, инъекционная ринопластика; восполнение дефицита и объема среднещечной борозды
<b>Показания:</b>	Коррекция средневывраженных морщин (складок), восполнение малых и больших объемов ткани; коррекция контуров
<b>Длительность эффекта:</b>	От 8 до 12 месяцев