

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ ЛИЦА ГЕЛЬ AMALAIN MESOVIAL 2 %



Гиалуроновый гель AMALAIN MESOVIAL 2 %

Гиалуроновый гель **MESOVIAL 2,0%** является готовым коктейлем, разработанным для ревитализации кожи лица.

Гель гиалуроновой кислоты с выраженным **лифтинговым и тонизирующим эффектом**, улучшает клеточный метаболизм, обладает питательными и реконструктивными свойствами, стимулирует биологический синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Концентрация ГК:	гиалуроновая кислота 2 % (20 мг/мл)
Пептидный комплекс:	0,15%
Стабилизация:	-
Объем (мл):	2.5 ml
Эндотоксины:	< 0.01 I.U. / mg

Молекулярная масса:	1,5 млн. Дальтон
Степень поперечной связки:	Несвязанная
Область введения:	Лицо, шея, декольте, волосистая часть головы, поверхность голени, поверхность бедра, кожа верхних конечностей, тыльная поверхность кистей и стоп, передняя брюшная стенка
Показания:	Дегидратация дермы; кожа с признаками фото- и хроностарения; снижение тургора и эластичности; увядающая кожа лица, шея и декольте; пигментация; обезвоженная кожа после загара, солярия или воздействия пониженных температур; нарушение функции сальных желез; клинические проявления угревой сыпи; алопеция; подготовка к объемной и контурной пластике; подготовка и реабилитация при пластических и при средних и глубоких пилингах.

Высокая концентрация, которой обладает гиалуроновая кислота, гель делает эффективным в качестве профилактики и для достижения лучшего эстетического эффекта на стареющей и увядающей коже. В составе **гиалуроновая кислота 2 %** концентрации.

Пептидный комплекс, входящий в состав геля гиалуроновой кислоты 2 %, повышает устойчивость клеток кожи к внешним раздражителям, оказывает мощное антиоксидантное воздействие, стимулирует регенерацию клеток кожи.

Гель гиалуроновой кислоты - Результаты:

Гель гиалуроновой кислоты (мезотерапия лица гиалуроновой кислотой) приносит следующие результаты:

улучшение качества кожи лица,

выравнивание тона кожи,

повышение тонуса, эластичности и упругости кожи лица,

замедление процесса старения,

торможение воспалительных и дегенеративных процессов,

восстановление водного баланса дермы,

сужение пор,

выраженный лифтинговый эффект,
уменьшение выраженности морщин и пигментации,
репарация кожных покровов после травмирующих процедур.

Рекомендованный курс гиалуронового геля:

Стандартный курс использования гиалуронового геля предполагает **1 процедура в 5-7 дней в течение 3-4 недель**. При необходимости курс может быть продлен до 5-6 процедур с интервалом 7-10 дней.

Схема поддерживающего лечения определяется индивидуально. Это может быть профилактический подход, состоящий из одной процедуры в 2-3 месяца, 1-2 процедуры после длительного пребывания на солнце, или после особенно «агрессивных» процедур.

Программа терапии:

Гиалуроновая кислота для лица как гель может применяться самостоятельно или в коктейлях.